


<b>CÓDIGO:</b> LE-140	 <p>PS-8B  <a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a></p>
<b>DESCRIPCIÓN:</b> AGITADOR DE PIPETAS	
<b>MARCA:</b> GEMMY	
<b>MODELO O TIPO:</b> PS-8B	
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b> 17,5x16x9cm.	
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES:</b> Equipado con pinzas de goma para operar con 8 pipetas; control de velocidad variable; operación activada por resistencia variable con 2 modos de activación: por interruptor y tiempo; base con 4 succionadores de goma para prevenir deslizamiento.	
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Agitar las pipetas para el conteo de glóbulos blancos y plaquetas.	