


DESCRIPCIÓN:		 SA-232 www.labomed.com.ve			
AUTOCLAVE DE MESA					
MARCA:					
GEMMY					
CÓDIGO:	LE-195	LE-196			
MODELO O TIPO:	SA-232	SA-230			
DIMENSIONES Y PESO:	33x42x40cm	Cámara: ϕ 23x38cm prof.			
CARACT. ESPECÍFICAS:	110V – 60Hz Cap. 16L	110V – 60Hz Cap. 16,6L			
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Equipado con los dispositivos de seguridad de acuerdo a los estándares CNS9788-9803 y JIS B8243: doble válvula de seguridad, sistema de protección térmica y eléctrica; operación automática; con control termostático de temperatura; manilla de puerta, protector de válvula de escape y asa de acero; construcción en acero SUS#304 para operación segura y temperaturas de hasta 140°C; presión y temperatura de diseño para esterilización 121-134°C y 1,1-2,2Kg/cm ² respectivamente (1Kg/cm ² = 0,98bar = 14,2psi).					
USO Y APLICACIONES: En el laboratorio clínico se utiliza para esterilizar instrumentos y herramientas.					