

<b>DESCRIPCIÓN:</b>		 <a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a>			
BAÑO DE MARIA					
<b>MARCA:</b>					
GEMMY					
<b>CÓDIGO:</b>	LE-207	LE-208			
<b>MODELO O TIPO:</b>	YCW-01	YCW-04M			
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b>					
<b>CARACT. ESPECÍFICAS:</b>	Capacidad 22Lts	Capacidad 10Lts.			
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Control de temperatura ( $T_{amb} - 100^{\circ}C$ ); molde interior de acero inoxidable; ventilador para recircular y tener una temperatura uniforme en todo el tanque; termómetro de mercurio integrado para lectura directa. No incluye gradilla.					
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Para uso en laboratorios clínicos de rutina. Muy útil en química sanguínea, coagulación y banco de sangre.					