


<b>DESCRIPCIÓN:</b>		 <a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a>			
BAÑO DE MARÍA					
<b>MARCA:</b>					
MEMMERT					
<b>CÓDIGO:</b>	LE-209	LE-210	LE-211		
<b>MODELO O TIPO:</b>	WB7	WB10	WB45		
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b>	46,8x34x35,6cm 11Kg	57,8x34x35,6cm 14Kg	81,8x39,3x51,6cm 26Kg		
<b>CARACT. ESPECÍFICAS:</b>	Capacidad 56 puestos. Consumo eléctrico: 1200W. 1 gradilla de 56 puestos. Dimensiones int.: 35x14x21cm	Capacidad 48 puestos. Consumo eléctrico: 1200W. 2 gradillas de 24 puestos c/u. dimensiones int.: 35x14x21cm	Capacidad 264 puestos. Consumo eléctrico: 2800W. Dimensiones int.: 35x14x21cm		
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Digital; rango de control de temperatura 10-95°C con menú de programación; tapa de acero; drenaje; variación/distribución de temperatura: $\pm 0,1/\pm 0,25$ ; requerimiento eléctrico: 115V, 50/60Hz.					
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Se utiliza en laboratorios clínicos de rutina para las pruebas de química sanguínea, serología y coagulación.					