


CÓDIGO: LE – 217	 www.labomed.com.ve
DESCRIPCIÓN: BALANZA DE PRECISIÓN ANALÍTICA	
MARCA: BOECO	
MODELO O TIPO: BPB-52	
DIMENSIONES Y PESO:	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Diseño moderno y agradable con una técnica de pesaje sólida, rápida y fiable. Poseen una electrónica altamente integrada, un sistema de pesada de célula de carga, y permiten la calibración de forma automática mediante una pesa externa. La pantalla es de fácil lectura y las teclas de control están dispuestas en orden lógico, presentando al usuario una imagen de sonrisa. Ofrece varios programas de aplicación como: conteo de piezas, pesaje en porcentaje, formulación del peso neto total, conversión de unidades, pesaje de animales, diferentes unidades de peso (granos, libras, quilates, etc.). Están equipadas en serie con protección para sobrecargas, conexión a un equipo externo de baterías recargables, transformador para conexión a tensión de red.	
USO Y APLICACIONES: Para diversos usos en el laboratorio y aplicaciones varias.	