


<b>DESCRIPCIÓN:</b>		 <a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a>	
CENTRÍFUGA			
<b>MARCA:</b>			
GEMMY			
<b>CÓDIGO:</b>	LE-220	LE-221	
<b>MODELO O TIPO:</b>	PLC-024	PLC-05	
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b>	45x44x41cm; 26Kg.	27x27x25cm	
<b>CARACT. ESPECÍFICAS:</b>	24x15cc. Vel. Variable 0-3500rpm. Reloj digital. 99min. tacómetro medidor de revoluciones; sistema de apagado de emergencia con tapa de seguridad, freno manual eléctrico para detención en 6seg; cabezal para 24 puestos (tubos de 10 ó 15ml), intercambiable.	12x15cc. Vel. Variable 1000-4500rpm. Reloj 30min. Operación activada por cronómetro; adaptadores de plástico p/ tubo de prueba 16x100mm cabezal p/ 4, 6, 8, 10 ó 12 puestos (tubos de 15ml), 60 puestos (microtubos de 0,6ml) ó 24 puestos (microtubos de 1,5ml).	
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Base de hierro colado con pedestal de goma para prevenir deslizamiento.			
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Para uso en laboratorios clínicos de rutina. Muy útil en química sanguínea, coagulación y banco de sangre.			