


DESCRIPCIÓN:		 www.labomed.com.ve	
CENTRÍFUGA DE MESA			
MARCA:			
GEMMY			
CÓDIGO:	LE-223	LE-226	
MODELO O TIPO:	PLC-012	PLC-12B	
DIMENSIONES Y PESO:	35x30,5x39cm; 14,2Kg.	14Kg	
CARACT. ESPECÍFICAS:	12x15cc Control de velocidad variable (0-3500rpm); cronómetro 60min; tacómetro medidor de revoluciones; sistema de apagado de emergencia con tapa de seguridad, freno manual eléctrico para detención en 6seg; cabezal intercambiable.	Velocidad máx 12.000rpm; RCF máx 14.490 x g; disco lector incluido; capacidad de 24 capilares de 75x1,5mm; cronómetro digital de 99min integrado; tapa de seguridad; cerradura de seguridad; freno automático para detención en 13seg cuando caduca el tiempo preestablecido; circuito electrónico modular fácil de manejar.	
CARACTERÍSTICAS GENERALES:			
USO Y APLICACIONES: Ideal para laboratorios de rutina. En hematología se usa para calcular el hematocrito.			