

DESCRIPCIÓN:		 www.labomed.com.ve		
CONTADORES PARA HEMATOLOGÍA				
MARCA:				
GEMMY				
CÓDIGO:	LE-225	LE-230	LE-231	
MODELO O TIPO:	DBC-9	DBC-6	DBC-8E	
DIMENSIONES Y PESO:				
CARACT. ESPECÍFICAS:	Contador de 8 teclas. Gire la manija en sentido opuesto a las manecillas del reloj para iniciar el conteo.	Contador de 5 teclas. Gire la manija en sentido opuesto a las manecillas del reloj para iniciar el conteo.	Contador de 8 teclas. Presione la tecla CLEAR para iniciar el conteo; usa un pequeño microprocesador para las funciones de CLEAR (Blanquear), LOCK (Bloquear) y CORRECTION (Corregir), para asegurar una cuenta correcta. Voltaje: 115V.	
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Con totalizador; representación gráfica del grupo normal de leucocitos: Baso, Eosin, Myelo, Juven, Stab, Seg, Lymph, Mono, suena una campana cuando el totalizador llega a 100; gire la manija en sentido opuesto a las manecillas del reloj para iniciar el conteo.				
USO Y APLICACIONES: Para determinar el conteo diferencial de células sanguíneas.				