


CÓDIGO: LE-247	 <p style="text-align: center;">www.labomed.com.ve</p>
DESCRIPCIÓN: ESTUFA	
MARCA: GEMMY	
MODELO O TIPO: YCO-N01	
DIMENSIONES Y PESO: 43x53x53cm	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Capacidad 53 litros; dimensiones de la cámara: 38x38x37cm; consumo de potencia 750W; cámara interna de acero inoxidable, aislada con doble pared; termómetro de mercurio integrado; control termostático de temperatura ($T_{amb} - 250^{\circ}C$); cronómetro de 60min integrado; convección por gravedad, con venteo en la parte superior. Incluye dos gradillas de acero inoxidable.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza para esterilizar en laboratorios clínicos e industriales, banco de sangre, laboratorios odontológicos, etc.	