


<b>CÓDIGO:</b> LE-248	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>  ESTERILIZADOR	
<b>MARCA:</b>  MEMMERT	
<b>MODELO O TIPO:</b> SM-400	
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b>  55x68x48cm; 35Kg.	
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES:</b> Capacidad 53 litros; dimensiones internas: 40x40x33cm; digital; circulación natural (por gravedad); rango de control de temperatura 30-220°C con menú de programación; puerta de acero; reloj 2 horas; variación/distribución de temperatura: $\pm 0,1/\pm 0,25$ ; requerimiento eléctrico: 115V, 50/60Hz; consumo eléctrico: 1400W. Incluye dos entrepaños de acero.	
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Se utiliza en cualquier tipo de laboratorio, para garantizar una esterilización perfecta del material, eliminando cualquier microorganismo resistente al calor.	