

<b>DESCRIPCIÓN:</b>					
ESTUFA					
<b>MARCA:</b>					
MEMMERT					
<b>CÓDIGO:</b>	LE-250	LE-251	LE-252		
<b>MODELO O TIPO:</b>	UM-400	UM-500	UM-600		
<b>DIMENSIONES Y PESO:</b>	55x68x48cm 35Kg.	71x76x55cm 50Kg	95x92x65cm 71Kg		
<b>CARACT. ESPECÍFICAS:</b>	Capacidad 53L. Dimensiones internas: 40x40x33cm Consumo Electr.: 1400W	Capacidad 108L. Dimensiones internas: 56x48x40cm. Consumo Electr.: 2000W	Capacidad 256L; Dimensiones internas: 80x64x50cm. Consumo Electr.: 2400W		
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Digital; circulación natural (por gravedad); rango de control de temperatura 30-220°C con menú de programación; puerta de acero; variación/distribución de temperatura: $\pm 0,1/\pm 0,25$ ; requerimiento eléctrico: 115V, 50/60Hz; Incluye dos entrepaños de acero.					
<b>USO Y APLICACIONES:</b> Se utiliza en laboratorios clínicos de rutina para las pruebas de química sanguínea, serología y coagulación. Para esterilizar cualquier tipo de material resistente al calor.					