



CÓDIGO: LE-260	
DESCRIPCIÓN: ESPECTROFOTÓMETRO STAT FAX PARA ELISA	
MARCA: AWARENESS	
MODELO O TIPO: 303 Plus	
DIMENSIONES Y PESO: 23x30x8cm; 5,9Kg.	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Lee, calcula e imprime resultados de microtiras de 12 pozos en 30seg; permite trabajar en diferentes modos: absorbancia, estándar, cutoff, multiestándar, % absorbancia, uptake; filtros: 405, 450, 492, 630nm; memoria para 50 pruebas; óptica bicromática; rango lineal de medida entre -0,2 hasta 3 unidades de absorbancia, lámpara de tungsteno con protector; grafica y edita las curvas.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza para realizar enzimo-inmunoensayo en el laboratorio clínico.	