

CÓDIGO: LE-261	 www.labomed.com.ve
DESCRIPCIÓN: LAVADOR DE MICROPLACAS PARA ELISA STAT FAX	
MARCA: AWARENESS	
MODELO O TIPO: 2600	
DIMENSIONES Y PESO: 39x34x19cm; 10Kg.	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Lava tiras de pozos planos, borde en V y redondo; no requiere de ajustes por el usuario, calibración, alineación y detección de la última tira automáticamente; memoria para almacenar hasta 50 protocolos de lavado por el usuario, viene con 6 modos preprogramados de fábrica para lavado y enjuague; volumen residual < 3µl; tiempo de lavado: 55seg/placa; programable hasta 99min 99seg para aspiración, lavado y enjuague; requerimientos eléctricos: 115/230V AC, 50/60 Hz (seleccionador) Incluye botellas y mangueras para instalación y operación.	
USO Y APLICACIONES:	