


CÓDIGO: LE-262	 www.labomed.com.ve
DESCRIPCIÓN: ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROTIRAS DE ELISA STAT FAX	
MARCA: AWARENESS	
MODELO O TIPO: 2100	
DIMENSIONES Y PESO: 43x37x18cm; 13,7Kg.	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Totalmente automatizado; lee, calcula e imprime resultados de microtiras de 12 pozos en 30seg; permite trabajar en diferentes modos: absorbancia, estándar, cutoff, multiestándar, % absorbancia, uptake; filtros: 405, 450, 492, 630nm; memoria para 50 pruebas; óptica bicromática; rango lineal de medida entre -0,2 hasta 3 unidades de absorbancia, lámpara de tungsteno con protector; grafica y edita las curvas; 115V; 60Hz.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza para realizar enzimo-inmunoensayo en el laboratorio clínico.	