


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO:</b> LE-263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a> |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b><br><br>INCUBADOR MEZCLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| <b>MARCA:</b><br><br>AWARENESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| <b>MODELO O TIPO:</b> 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| <b>DIMENSIONES Y PESO:</b><br><br>26x26x10cm; 5,7Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES:</b> Compacto, fácil de utilizar; mezclador con controlador digital de 8 velocidades de rotación orbital en el rango de 575-1500rpm; capacidad de dos microplacas de 96 puestos; ajuste de temperatura Tamb. – 40°C con pasos de 0,1°C; el cronómetro digital controla el mezclado o puede utilizarse independientemente como cronómetro; cubierta externa oscura para proveer aislamiento y protección de la luz. |                                                                                                                                                  |
| <b>USO Y APLICACIONES:</b> Se utiliza para incubar y mezclar las placas en los ensayos de elisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |