


CÓDIGO: LE-264	 <p style="text-align: center;">www.labomed.com.ve</p>
DESCRIPCIÓN: LAVADOR MANUAL PARA MICROELISA	
MARCA: AWARENESS	
MODELO O TIPO: Stat Wash	
DIMENSIONES Y PESO:	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Compacto, fácil de utilizar y mantener; rápido, limpio y preciso; manifold de 8 probetas controlado con botón de apriete y dispensador de pulso; botellas de enjuaje y desperdicio de 1L con sensores de nivel y alarma; con dispensador de volumen ajustable; la bomba actúa por aspiración y presión.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza para lavar y enjuagar inmunoensayos con precisión profesional con un costo económico.	