


DESCRIPCIÓN:		 www.labomed.com.ve			
MICROCENTRÍFUGA 24 CAPILARES					
MARCA:					
GEMMY					
CÓDIGO:	LE-284	LE-286			
MODELO O TIPO:	KHT-400	KHT-430B			
DIMENSIONES Y PESO:	7,6Kg	13,5Kg			
CARACT. ESPECÍFICAS:	Cronómetro de 30min integrado. Freno manual.	Cronómetro digital de 99min integrado. Freno automático.			
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Velocidad máx 12.000rpm; RCF máx 14.490 x g; disco lector incluido; capacidad de 24 capilares de 75x1,5mm; tapa de seguridad; cerradura de seguridad; circuito electrónico modular fácil de manejar.					
USO Y APLICACIONES: Ideal para laboratorios de rutina. En hematología se usa para calcular el hematocrito.					