



CÓDIGO: LE-288	  <p>(EN LA FOTO SE MUESTRA EL STAT FAX 1904 CON EL MOSQUITO)</p>
DESCRIPCIÓN: ASPIRADOR PARA ESPECTOFOTÓMETRO STAT FAX	
MARCA: AWARENESS	
MODELO O TIPO: Mosquito	
DIMENSIONES Y PESO:	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Impulsado desde el analizador de química Stat Fax Millennium III, lee volúmenes desde 0,25-0,5ml; bomba aspiradora interna; alimentación desde el analizador 12V DC/ 7 A; censored de acero inoxidable a prueba de conductibilidad. Incluidos cables y conectores.	
USO Y APLICACIONES: Aspirador de flujo celular que permite trabajar con menos cantidad de reactivo.	