


CÓDIGO: LE - 315	 <p style="text-align: center;">www.labomed.com.ve</p>
DESCRIPCIÓN: VORTEX MIXER	
MARCA: GEMMY	
MODELO O TIPO: VM-300	
DIMENSIONES Y PESO: 13x16x18cm; 4,8Kg	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Control variable de velocidad; modo de operación continua o intermitente activado por toque o por interruptor; incluye tapa de goma de 3,5cm para mezclar tubos individuales. Opcional plataforma de 3” para múltiples tubos.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza en laboratorios clínicos e industriales para mezclar el contenido dentro de los tubos.	