


CÓDIGO: LE - 315	 www.labomed.com.ve
DESCRIPCIÓN: MEZCLADOR VORTEX	
MARCA: BOECO	
MODELO O TIPO: V-1 (B-551)	
DIMENSIONES Y PESO: 14x8,5x7cm; 0,8Kg	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: Control variable de velocidad; movimiento orbital; modo de operación continua o intermitente activado por toque o por interruptor; tiempo de aceleración 3s; se adapta para tubos de hasta $\phi 20\text{mm}$; 110V; 60Hz, con adaptador externo de 12V; 0,3A.	
USO Y APLICACIONES: Se utiliza en laboratorios clínicos e industriales para mezclar el contenido dentro de los tubos.	