



<b>DESCRIPCIÓN:</b>		  <a href="http://www.labomed.com.ve">www.labomed.com.ve</a>		
ESTETOSCOPIO				
<b>CÓDIGO:</b>	MC-50335	MC-50370		
<b>MODELO O TIPO:</b>	DOBLE CAMBIO	SIMPLE		
<b>MARCA:</b>	LITERMEN	LITERMEN		
<b>CARACT. ESPECÍFICAS:</b>	De amplio rango acústico, posee doble campana y muelle interno bineural.	Ultra delgado, posee una sola campana. El diseño ergonómico permite un fácil apoyo en la parte posterior.		
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b> Diafragma de 1¾pulg. Manguera de 55cm de longitud aproximadamente.				
<b>USO Y APLICACIONES:</b> El estetoscopio se utiliza para amplificar los sonidos que se producen en el cuerpo, sobretodo en el pecho y el abdomen. Escuchar los latidos del corazón, el ritmo respiratorio, etc.				