

DESCRIPCIÓN:		 		
GASA				
MARCA:		 www.labomed.com.ve		
DOLES				
CÓDIGO:	MC-50430	MC-50431		
MODELO O TIPO:	GASA HOSPITALARIA	GASA PRECORTADA		
DIMENSIONES Y PESO:	36" x 100Y	30x30cm		
CARACT. ESPECÍFICAS:	Doble pliegue; 12x19 fibras entretejidas por pulgada cuadrada; presentación en rollos de 100 yardas.	Doble pliegue; 10x10 fibras entretejidas por pulgada cuadrada; presentación individual.		
CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
USO Y APLICACIONES: Uso general.				